

EASY CLICK MD FOOT ABDUCTION BAR

Mudell EZCLKMD Żgħir u Regolari

Indikazzjonijiet għall-Użu:

Wara li s-sieq tat-tifel jew tat-tifla tiġi kkoreġuta, il-brace tal-Easy Click foot abduction tipprevjeni rkaduta billi żżomm is-sieq fil-pożizzjoni korretta.

AVVIŻ: Qatt tapplika din il-brace fuq sieq mhux ikkoreġuta. Il-brace ma tikkoreġix il-clubfoot (sieq mgħawġa 'l ġewwa u 'l isfel), iżda żżomm biss il-korrezzjoni miksuba mit-trattament tal-Metodu Ponseti (metodu li juża sensiela ta' serje ta' ġibs biex gradwalment is-sieq mgħawġa tiġi kkoreġuta).

Struzzjonijiet għall-Użu:

L-Easy Click Bar għandha tintlibes għal 23 siegħa kuljum fl-ewwel 3 xhur, u mbagħad matul il-lejl jew waqt l-irqad għal sentejn sa erba' snin. Il-bracing huwa importanti ħafna biex tinzamm il-korrezzjoni tal-clubfoot. Jekk il-brace ma tintlibisx kif preskritt, hemm kważi rata ta' rikorrenza ta' 100 fil-mija.

Twissijiet u prekawzjonijiet:

Qatt tuża Loctite jew thread lock ibbażat fuq superglue ieħor fuq il-viti fid-Dobbs Bar. Is-superglue/Loctite se jirreaġixxi mal-plastik tal-polikarbonat u jwassal biex il-plastik jiddgħajjef u jinkiser.

Kif tissettja l-Easy Click Bar

Kif tissettja l-wisa' tal-virga:

L-Easy Click Bar għandha tiġi ssettjata b'tali mod li l-wisa' tal-virga tkun ugwali għall-wisa' tal-ispalel tat-tifel jew tat-tifla. Kejjel il-wisa' tal-ispalel tat-tifel jew tat-tifla min-naħa ta' barra tal-ispalla tax-xellug san-naħa ta' barra tal-ispalla tal-lemin. Aġġusta t-tul tal-Easy Click Bar sabiex it-tul tal-virga jkun ugwali għall-kejl tal-ispalel tiegħek minn nofs l-għaksa tal-panċa tas-sieq tax-xellug sa nofs l-għaksa tal-panċa tas-sieq tal-lemin. Il-virga aħjar tkun f'it usa' mill-wisa' tal-ispalel milli idjaq. Se jkun skomdu għat-tifel jew tifla jekk it-tul tal-virga jkun dejjaq wisq.

Bl-użu taċ-ċavetta eżagonali pprovduta fil-pakkett, holl il-viti bir-ras eżagonali fuq il-klamp ċentrali u żerżaq il-wisa' tal-vireg biex tiftaħhom sakemm jaqblu mal-wisa' tal-ispalel tat-tifel jew tat-tifla. Ġaladarba l-wisa' jkun kif suppost, erġa' ssikka l-vit(i) bir-ras eżagonali biex tillokkja l-vireg sew f'posthom.

Kif tissettja r-rotazzjoni esterna:

Is-sieq affettwata jew mgħawġa għandha tiġi ssettjata għal 60 grad ta' rotazzjoni esterna, waqt li n-naħa mhux affettwata għandha tiġi ssettjata għal 30 grad ta' rotazzjoni esterna. Għal clubfoot bilaterali, iż-żewġ saqajn għandhom jiġu ssettjati għal 60 grad. L-angolu tar-rotazzjoni esterna għandu jaqbel mal-grad tar-rotazzjoni esterna miksuba bl-aħħar ġibs. Pereżempju, jekk it-tabib seta' jikkoreġi s-sieq affettwata sa 50 grad biss, mela l-brace għandha tiġi ssettjata wkoll għal 50 grad. *Holl il-viti bir-ras eżagonali fuq it-truf tal-virga u dawwar il-quick clips 'il barra sakemm il-pointer fuq il-baži s-sewda jkun allinjat mas-setting tal-grad korrett fuq il-qiegħ tal-quick clips. Erġa' ssikka l-viti eżagonali biex tillokkja l-angolu mixtieq ta' rotazzjoni esterna.*

Kif twaħħal l-AFO's

Meta l-angolu tar-rotazzjoni esterna jkun issettjat, żerżaq il-bičča s-sewda bit-tikketta "PUSH" (imbotta) fil-kanal imħaffer fil-qiegħ tal-AFO. Il-bičča bit-tikketta "PUSH" se titla' 'l fuq u tillokkja l-AFO f'postu. Biex tneħħi l-AFO,

agħfas sew fuq il-parti bit-tikketta "PUSH" waqt li tiġbed lura fuq il-virga sakemm tiżzerżaq barra mill-kanal. L-ewwel, dejjem għandek tlibbes iż-żarbun lit-tifel jew lit-tifla u mbagħad iżzerżqu għal fuq l-Easy Click Bar.