

QUICK RELEASE SPIRNG ASSIST DOBBS BAR
Μοντέλο QDCB Μικρό και Κανονικό Μέγεθος

Ενδείξεις χρήσης:

Αφού διορθωθεί το πόδι του παιδιού σας, ο νάρθηκας απαγωγής Dobbs Bar αποτρέπει την υποτροπή κρατώντας το πόδι στη σωστή θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην εφαρμόζετε ποτέ τον νάρθηκα αυτό σε μη διορθωμένο πόδι. Ο νάρθηκας δεν διορθώνει τη ραιβοϊπποποδία, διατηρεί μόνο τη διόρθωση που επιτεύχθηκε με τη μέθοδο θεραπείας Ponseti (μια μέθοδος που χρησιμοποιεί μια σειρά διαδοχικών γύψων για να διορθώσει σταδιακά τη ραιβοϊπποποδία).

Οδηγίες χρήσης:

Θα πρέπει να φοράτε την Dobbs Bar 23 ώρες ημερησίως για τους πρώτους 3 μήνες και στη συνέχεια τη νύχτα και όταν κοιμάστε για 2 έως 4 έτη. Η ναρθηκοποίηση είναι σημαντική για τη διατήρηση της διόρθωσης της ραιβοϊπποποδίας. Εάν δεν φοράτε τον νάρθηκα όπως προβλέπεται, υπάρχει 100 τοις εκατό ποσοστό υποτροπής.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ Loctite ή άλλη ασφάλιση σπειρώματος με βάση κόλλα στιγμής πάνω στις βίδες του Dobbs Bar. Η κόλλα στιγμής/Loctite θα αντιδράσει με το πλαστικό πολυανθρακικό πλαστικό και θα κάνει το πλαστικό να εξασθενίσει και να σπάσει.

Συναρμολόγηση του Dobbs Bar

Ρύθμιση του πλάτους της μπάρας:

Ο Dobbs Bar θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε το πλάτος της μπάρας να είναι ίσο με το πλάτος των ώμων του παιδιού. Μετρήστε το πλάτος των ώμων του παιδιού από το εξωτερικό του αριστερού ώμου έως το εξωτερικό του δεξιού ώμου. Προσαρμόστε το μήκος του Dobbs Bar, έτσι ώστε το μήκος της μπάρας να είναι ίσο με τη μέτρηση του πλάτους των ώμων από το μέσο της πτέρνας του αριστερού πέλματος έως το μέσο της πτέρνας του δεξιού πέλματος. Είναι προτιμότερο η μπάρα να είναι λίγο πιο φαρδιά από το πλάτος των ώμων παρά να είναι πολύ στενή. Είναι άβολο για το παιδί εάν το μήκος της μπάρας είναι πολύ στενό.

Χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό κλειδί που παρέχεται στη συσκευασία, χαλαρώστε τις εξαγωνικές βίδες στον κεντρικό σφιγκτήρα και ανοίξτε το πλάτος της μπάρας μέχρι να ταιριάζει με το πλάτος των ώμων του παιδιού. Μόλις το πλάτος είναι σωστό, σφίξτε ξανά τις εξαγωνικές βίδες για να ασφαλίσετε σταθερά την μπάρα στη θέση της.

Ρύθμιση εξωτερικής περιστροφής:

Το προσβεβλημένο πόδι ή το πόδι με ραιβοϊπποποδία θα πρέπει να ρυθμιστεί στις 60 μοίρες εξωτερικής στροφής, ενώ η πλευρά που δεν έχει προσβληθεί θα πρέπει να ρυθμιστεί στις 30 μοίρες εξωτερικής στροφής. Για περιπτώσεις αμφιτερόπλευρης ραιβοϊπποποδίας θα πρέπει να ρυθμιστεί στις 60 μοίρες. Η γωνία εξωτερικής στροφής θα πρέπει να ταιριάζει με τις μοίρες εξωτερικής στροφής στον τελευταίο γύψο. Για παράδειγμα, εάν ο θεράπων ιατρός μπόρεσε να διορθώσει το προσβεβλημένο πόδι μόνο κατά 50 μοίρες, τότε ο νάρθηκας θα πρέπει επίσης να ρυθμιστεί στις 50 μοίρες. *Χαλαρώστε την εξαγωνική βίδα στο κέντρο του μαύρου περιστρεφόμενου βραχίονα και περιστρέψτε το κόκκινο τμήμα σε σχήμα "Y" προς τα έξω μέχρι ο*

δείκτης στον μαύρο περιστρεφόμενο βραχίονα να ευθυγραμμιστεί με τη σωστή μοίρα ρυθμίζοντας το κόκκινο τμήμα σε σχήμα "Υ". Σφίξτε ξανά τη βίδα για να ασφαλίσετε στην επιθυμητή γωνία εξωτερικής στροφής.

Προσάρτηση του πέλματος στα παπούτσια/AFO:

Προσαρτήστε το μαύρο πέλμα στο κάτω μέρος των παπουτσιών Markell/AFO ευθυγραμμίζοντας τις δύο φρεζαρισμένες οπές του μαύρου πέλματος με τις δύο οπές στο κάτω μέρος των παπουτσιών. Χρησιμοποιήστε τις καθιερωμένες εξαγωνικές βίδες που παρέχονται και σφίξτε αρχικά τη μια βίδα μέχρι τη μέση και στη συνέχεια σφίξτε την άλλη βίδα εντελώς. Στη συνέχεια σφίξτε εντελώς και την πρώτη βίδα.

Χρήση της λειτουργίας γρήγορης αποσύνδεσης:

Μετά την προσάρτηση του πέλματος στα παπούτσια, σύρετε το μαύρο πέλμα στα δύο κόκκινα κλιπ και σύρετε το πέλμα προς τα εμπρός έτσι ώστε να ασφαλίσει το έμβολο του ελατηρίου και να «κλειδώσουν» τα παπούτσια στη θέση τους. Για να αποδεσμεύσετε τα παπούτσια, τραβήξτε το έμβολο του ελατηρίου ενώ σπρώχνετε προς τα πίσω το πέλμα προς τη φτέρνα του παιδιού.